

## Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ampd1ポリクローナル抗体 - P23109

商品番号: CM0024972

### 前書き

ヒトAMPD1（AMPデアミナーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適用可能；エネルギー代謝酵素の評価に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | AMPD1 Rabbit pAb                                          |
| 備考/別名       | MAD; MADA; MMDD; AMPD1                                    |
| 種           | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 270                                                       |
| GeneID      | 270                                                       |
| 免疫原         | ヒトAMPD1 (NP_001166097.1) のアミノ酸50-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | P23109                                                    |
| タンパク質分子量    | 86kDa                                                     |
| 配送          | 氷袋                                                        |