


Wb、If/Icc、Elisa用抗Amphウサギポリクローナル抗体 - P49418

商品番号: CM0029157



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗AMPHウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラット検体中のアンフィフィシン（約76 kDa）を検出します。エキソサイトーシス、シナプス小胞、細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPH ウサギ pAb
別名	AMPH1; AMPH
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	273
GeneID	273
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49418
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤