


抗アンフィレグリン（Areg）ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - P15514

商品番号: CM0014453



前書き

ヒトAmphiregulin（AREG）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。標的分子量は約28 kDa。EGFRリガンドシグナル伝達および細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AREG Rabbit pAb
備考/別名	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	374
GeneID	374
免疫原	ヒトAREG（NP_001648.1）のアミノ酸20-252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P15514
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋