

Wb、Elisa用アンフィレグリン モノクローナル抗体 - P15514

商品番号: CM0011546



前書き

WBおよびELISAで検証済みの組換えヒトアンフィレグリン

モノクローナル抗体。ヒトおよびラットのアンフィレグリン（AREG）、EGFR受容体のリガンドを認識します。増殖因子研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Amphyregulin Mouse mAb
備考/別名	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	374
GeneID	374
免疫原	組換えタンパク質：ヒトAmphyregulin (NP_001648.1) のアミノ酸25-252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15514
タンパク質分子量	28 kDa
配送	氷袋