

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Ampk Alpha 1/2 モノクローナル抗体 - Q13131 / P54646

商品番号: CM0012109



前書き

ヒトAMPK触媒サブユニットα-1 (PRKAA1) およびα-2 (PRKAA2)

に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性あり。代謝、オートファジー、がん研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	AMPK alpha 1/2 ウサギ mAb
備考/別名	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPK alpha 2; AMPKα2;
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5562/5563
遺伝子ID	5562/5563
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAMPK alpha 1 (NP_006242.5) のアミノ酸13-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa
発送	氷袋