

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Ampkα1ポリクローナル抗体 - Q13131

商品番号: CM0016130



前書き

AMPKα1 (PRKAA1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。内在性AMPKα1タンパク質 (64 kDa) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKα1ウサギpAb
備考／別名	AMPK ; AMPKα1 ; AMPK alpha 1 ; AMPKα1
種	ヒト
GeneID	5562
免疫原	合成ペプチド ヒトAMPKα1 (NP_006242.5) のアミノ酸381～520内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131
タンパク質分子量	64kDa
輸送条件	保冷バッグ