

抗Ampka1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13131

商品番号: CM0019051



前書き

AMPKα1（PRKAA1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を有しています。AMPKα1は代謝、オートファジー、転写を制御する中心的なエネルギーセンサーであり、研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKα1 ウサギ pAb
備考/別名	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPKα1
遺伝子ID（ヒト）	5562
免疫原	ヒトAMPKα1（NP_006242.5）のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13131
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋