

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ampka1/Ampka2モノクローナル抗体 - Q13131 / P54646

商品番号: CM0012014



前書き

ヒトAMPKα1/α2 (Q13131/P54646) に対するマウスモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウス、ラットと交差反応します。エネルギー代謝、オートファジー、がんシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKα1/AMPKα2 マウスmAb
備考・別名	AMPKα1/AMPKα2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5562/5563
遺伝子ID	5562/5563
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAMPKα1 (Q13131) のアミノ酸251-550番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa
発送方法	氷袋