

Anti-Ampka1/Ampka2 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13131 / P54646

商品番号: CM0014971



前書き

AMPK触媒サブユニットalpha-1およびalpha-2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC - P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。代謝シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
備考/別名	AMPKa1/AMPKa2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5562/5563
GeneID	5562/5563
免疫原	ヒトPRKAA1/PRKAA2 (NP_006242.5) のアミノ酸13-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa/62kDa
配送	氷袋