

Anti-Ampka1/Ampka2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q13131 / P54646

商品番号: CM0023791



前書き

AMPKの触媒サブユニットであるAMPKα1/AMPKα2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAが検証済みです。約64/65 kDaのバンドを検出します。エネルギー代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKα1/AMPKα2 ウサギ pAb
備考/別名	AMPKα1/AMPKα2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5562/5563
GeneID	5562/5563
免疫原	ヒトAMPKα1/AMPKα2 (NP_006242.5) のアミノ酸5-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13131/P54646
タンパク質分子量	64kDa/65kDa
配送	アイスバッグ