

エネルギー代謝研究用 Anti-Ampka2 ウサギポリクローナル抗体 - P54646

商品番号: CM0015393



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAMPKα2ウサギpAb。ヒトおよびラットに反応。AMPKシグナル伝達、オートファジー、代謝疾患の研究に最適。 - P54646。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKα2 ウサギ pAb
備考/別名	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; AMPKα2
種	ヒト
GeneID	5563
免疫原	ヒトPRKAA2 (NP_006243.2) のアミノ酸270-343を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P54646
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ