

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Ampkα2ウサギポリクローナル抗体 - P54646

商品番号: CM0013880



前書き

AMPKエネルギーセンサーキナーゼの触媒サブユニットであるヒトAMPKα2に対する検証済みウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用に設計。マウスおよびラットと交差反応性あり。代謝および細胞シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	AMPKα2 ウサギ pAb
備考/別名	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; AMPKα2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5563
GeneID	5563
免疫原	ヒトAMPKα2 (NP_006243.2) のアミノ酸270-343に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54646
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ