

## Wb、Elisa用抗Ampky1ポリクローナル抗体 - P54619

商品番号: CM0020262



## 前書き

ウサギ由来AMPKγ1 (PRKAG1) に対するポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。AMPKシグナル伝達やエネルギー代謝の研究に最適です。  
タンパク質分子量：38kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 製品名      | AMPKγ1 Rabbit pAb                                          |
| 備考・別名    | AMPKG; AMPKγ1                                              |
| 対象種      | ヒト                                                         |
| GeneID   | 5571                                                       |
| 免疫原      | 合成ペプチド。ヒトAMPKγ1 (NP_002724.1) のアミノ酸100～200番内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源       | ウサギ                                                        |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途       | WB、ELISA                                                   |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS    | P54619                                                     |
| タンパク質分子量 | 38kDa                                                      |
| 発送方法     | 保冷剤                                                        |