

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ampkβ1ポリクローナル抗体 - Q9Y478

商品番号: CM0025442



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用AMPKβ1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、内在性AMPKβ1を約30kDaで検出します。エネルギー代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKβ1 Rabbit pAb
備考/別名	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5564
遺伝子ID	5564
免疫原	合成ペプチド ヒトAMPKβ1 (NP_006244.2) のアミノ酸100-200領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y478
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ