

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ampk β 1ポリクローナル抗体（Ko検証済） - Q9Y478

商品番号: CM0013579



前書き

AMPK β 1サブユニット（PRKAB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAの用途で検証済みです。ヒト、マウス、ラットのAMPK β 1を検出します。エネルギー代謝、AMPKシグナル伝達、代謝疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[KO検証済] AMPK β 1 ウサギ pAb
別名	AMPK; HAMPKb; β 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5564
遺伝子ID	5564
免疫原	ヒトAMPK β 1 (NP_006244.2) のアミノ酸1～80番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y478
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤