

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ampkβ1ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y478

商品番号: CM0012341



前書き

AMPKβ1（PRKAB1）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのAMPKβ1を検出し、エネルギー代謝およびAMPKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMPKβ1 ウサギmAb
備考 / 別名	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5564
GeneID	5564
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y478
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤