

Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Amtポリクローナル抗体 - P48728

商品番号: CM0030822



前書き

ウサギ由来ヒトAMTに対するポリクローナル抗体。W B、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのAMTを認識します。グリシン切断系やミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMT Rabbit pAb
別名	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	275
遺伝子ID	275
免疫原	ヒトAMT (NP_001158184.1) のアミノ酸107〜386番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48728
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋