

## Wb、Elisa用Anti-Amy1Aポリクローナル抗体 - P04745

商品番号: CM0014071

### 前書き

WBおよびELISAで使用可能なAMY1Aウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があります。診断および研究用途でのヒトα-アミラーゼ検出用に設計されています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | AMY1A Rabbit pAb                                      |
| 備考/別名       | AMY1; AMY1A                                           |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 276                                                   |
| GeneID      | 276                                                   |
| 免疫原         | ヒトAMY1A (NP_004029.2) のアミノ酸16-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                   |
| SWISS       | P04745                                                |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                                 |
| 配送          | アイスバッグ                                                |