

Wb、Elisa用 抗Amy1A ウサギポリクローナル抗体 - P04745

商品番号: CM0026552

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAMY1Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAMY1A（予測分子量57 kDa）を検出します。糖質代謝研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMY1A ウサギ pAb
備考/別名	AMY1; AMY1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	276
GeneID	276
免疫原	組換えタンパク質; ヒトAMY1A (NP_004029.2)のアミノ酸16-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04745
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷バッグ