


抗Amy2Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P04746

商品番号: CM0025677



前書き

ヒトAMY2A（膵臓アルファアミラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの実績があり、マウスおよびラットと交差反応します。糖質代謝や消化酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AMY2A Rabbit pAb
備考・別名	PA; AMY2; AMY2A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	279
GeneID	279
免疫原	ヒトAMY2A（NP_000690.1）のアミノ酸16～511番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04746
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤