

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗アミリン/Dap ウサギモノクローナル抗体 - P10997

商品番号: CM0007301



前書き

ヒトアミリン/DAP (IAPP)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。代謝性疾患および糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アミリン/DAP ウサギ mAb
備考/別名	DAP; IAP; Amylin/DAP
種	ヒト
遺伝子ID	3375 (ヒト)
免疫原	ヒトアミリン/DAP (NP_000406.1) のアミノ酸34-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10997
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ