


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Anti-Anapc5 ポリクローナル抗体 - Q9Ujx4

商品番号: CM0030183



前書き

KO検証済みのANAPC5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのANAPC5（重要な後期促進複合体サブユニット）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] ANAPC5 Rabbit pAb
備考/別名	APC5; C5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51433
GeneID	51433
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJX4
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ