

Wb、Elisa用抗Anapc7ポリクローナル抗体 - Q9Ujx3

商品番号: CM0022931



前書き

ヒトANAPC7（APC7、APC/Cサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞周期およびユビキチン化研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANAPC7ウサギpAb
備考／別名	APC7; FERBON; ANAPC7
種	ヒト
GeneID	51434
免疫原	ヒトANAPC7（NP_057322.2）のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UJX3
タンパク質分子量	63kDa
配送	保冷バッグ