

Wb、Ip、Ihc-P、Mihc、If-
P、Elisa用抗アンドロゲン受容体モノクローナル抗体 - P10275

商品番号: CM0002775



前書き

ヒトアンドロゲン受容体（P10275）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。アンドロゲンシグナル伝達およびがん研究におけるWB、IP、IHC-P、IF-P、mIHC、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Androgen Receptor Rabbit mAb
備考/別名	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA; Androgen Receptor
種	ヒト
GeneID (ヒト)	367
GeneID	367
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10275
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋