

抗アンドロゲン受容体ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P10275

商品番号: CM0023684



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用のウサギポリクローナル抗アンドロゲン受容体（AR）抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。アンドロゲンシグナル伝達および核受容体機能の研究に使用します。SWISS: P10275。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Androgen Receptor Rabbit pAb
備考/別名	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAX1; HUMARA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	367
GeneID	367
免疫原	ヒトアンドロゲン受容体（NP_000035.2）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10275
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋