


Anti-Ang (Angiogenin) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P03950

商品番号: CM0014199



前書き

ヒト Angiogenin (ANG, RNase5)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ラットと交差反応します。血管新生、ストレス応答、およびrRNA転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANG Rabbit pAb
備考/別名	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	283
GeneID	283
免疫原	組換えタンパク質 ヒトANG (NP_001136.1) のアミノ酸25-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P03950
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスパック