


Wb、If/Icc、Elisa用抗Angポリクローナル抗体 - P03950

商品番号: CM0015458



前書き

ヒトアンジオゲニン（ANG/RNASE5）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの利用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生、ストレス応答、細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANG Rabbit pAb
備考／別名	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	283
GeneID	283
免疫原	ヒトANG (NP_001136.1) のアミノ酸25～147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03950
タンパク質分子量	17kDa
配送方法	氷袋