


ウエスタンブロット、Elisa用 抗アンジオテンシノゲン ウサギ モノクローナル抗体 - P01019

商品番号: CM0002299



前書き

ヒトアンジオテンシノゲン (AGT, Serpin A8) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性があります。高血圧や心血管研究におけるレニン-アンジオテンシン系の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アンジオテンシノゲン ウサギ mAb
備考/別名	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	183
遺伝子ID	183
免疫原	合成ペプチド - ヒトアンジオテンシノゲン (P01019) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01019
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷剤