


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗アンジオテンシノーゲン ウサギポリクローナル抗体 - P01019

商品番号: CM0016210



前書き

ヒトアンジオテンシノーゲン (AGT/SERPINA8) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。RAS研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Angiotensinogen Rabbit pAb
備考/別名	ANHU; hFLT1; SERPINA8; Angiotensinogen
種	ヒト
GeneID (ヒト)	183
GeneID	183
免疫原	ヒトアンジオテンシノーゲン (NP_000020.1) のアミノ酸35-485に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01019
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋