


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Angpt1ウサギモノクローナル抗体 - Q15389

商品番号: CM0012106



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗ANGPT1ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのANGPT1を認識します。血管新生、血管発生、内皮生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPT1 ウサギmAb
備考／別名	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	284
遺伝子ID	284
免疫原	合成ペプチド (ヒトANGPT1のaa 200-300、Q15389)
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15389
タンパク質分子量	58k Da
配送方法	保冷剤