

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Angpt1ウサギポリクローナル抗体 - Q15389

商品番号: CM0028210



前書き

アンジオポエチン-1 (ANGPT1)

に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。血管新生および血管安定性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPT1 ウサギ pAb
備考/別名	AGP1; AGPT; ANG1; HAE5; AGPT-1; ANGPT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	284
GeneID	284
免疫原	ヒト ANGPT1 (NP_001137.2) のアミノ酸277-498に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15389
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ