

Wb、If/Icc、Elisa用抗Angpt2ポリクローナル抗体 - O15123

商品番号: CM0013771



前書き

ヒトANGPT2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。血管生物学研究における血管新生調節因子アンジオポエチン-2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPT2ウサギpAb
備考／別名	ANG2、AGPT2、LMPHM10、ANGPT2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	285
GeneID	285
免疫原	ヒトANGPT2（NP_001138.1）のアミノ酸197～496に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15123
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷剤