

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Angpt2ウサギモノクローナル抗体 - O15123

商品番号: CM0003023



### 前書き

ヒトANGPT2（アンジオポエチン-2）に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。57kDaのタンパク質を認識します。血管新生およびリンパ管新生研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                              |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | ANGPT2 ウサギmAb                                  |
| 略称・別名      | ANG2; AGPT2; LMPHM10; ANGPT2                   |
| 種          | ヒト                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 285                                            |
| 遺伝子ID      | 285                                            |
| 免疫原        | ヒトANGPT2 (O15123) のアミノ酸300～400番目の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                      |
| 用途         | WB, IHC-P, ELISA                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                     |
| SWISS      | O15123                                         |
| タンパク質分子量   | 57kDa                                          |
| 発送方法       | 氷袋                                             |