


Wb、Elisa用 抗Angptl3 ポリクローナル抗体 - Q9Y5C1

商品番号: CM0014448



前書き

ヒトANGPTL3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAに推奨され、マウスとの交差反応性があります。脂質代謝および血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ANGPTL3 ウサギ pAb
備考/別名	ANL3, ANG-5, FHBL2, ANGPT5, ANGPTL3
種	ヒト
GeneID	27329 (ヒト)
免疫原	ヒトANGPTL3 (NP_055310.1) のアミノ酸231-460に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y5C1
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ