


抗Angptl3ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Y5C1

商品番号: CM0009856



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みの抗ANGPTL3ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのANGPTL3と反応します。脂質代謝、血管新生、脂肪細胞生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPTL3 ウサギmAb
備考／別名	ANL3; ANG-5; FHBL2; ANGPT5; ANGPTL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27329
遺伝子ID	27329
免疫原	合成ペプチド：ヒトANGPTL3（Q9Y5C1）のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q9Y5C1
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	保冷剤