


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Angptl4ポリクローナル抗体 - Q9By76

商品番号: CM0024109



前書き

ヒトANGPTL4に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝、血管新生、グルコース恒常性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPTL4 ウサギpAb
別名	NL2, ARP4, FIAF, HARP, PGAR, HFARP, TGQTL, UNQ171, pp1158, ANGPTL4
対象種	ヒト
GeneID	51129
免疫原	ヒトANGPTL4 (NP_647475.1) のアミノ酸26-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY76
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤