

Anti-Angptl5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Xs5

商品番号: CM0018540

前書き

WBおよびELISAで実証済みのANGPTL5
ウサギpAb。主に成人心臓で発現する分泌型糖タンパク質であるヒトANGPTL5と反応します。心血管研究やバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANGPTL5 ウサギpAb
別名	ANGPTL5
検出対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	253935
GeneID	253935
免疫原	組換えタンパク質 ヒトANGPTL5（NP_835228.2）のアミノ酸1〜388に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86XS5
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤