

Anti-Angptl8ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Uxh0

商品番号: CM0021527

前書き

ヒトANGPTL8（ベタトロフィン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのANGPTL8（約22 kDa）を検出します。脂質代謝、トリグリセリド調節、および糖尿病の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ANGPTL8 Rabbit pAb
備考/別名	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55908
GeneID	55908
免疫原	ヒトANGPTL8 (NP_061157.3) のアミノ酸22-198に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UXH0
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋