


If/Icc、Elisa用Anti-Ank3ポリクローナル抗体 - Q12955

商品番号: CM0021412



前書き

ヒトANK3/Ankyrin-

Gを標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。神経科学、筋肉、イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANK3ウサギpAb
備考／別名	MRT37; ANKYRIN-G; ANK3
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	288
GeneID	288
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12955
タンパク質分子量	480kDa
輸送	保冷バッグ