

Wb、Elisa用抗Ankhウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcj1

商品番号: CM0028852

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗ANKHウサギポリクローナル抗体。骨・関節石灰化研究における重要なトランスポーターであるヒト石灰化制御因子ANKH（Q9HCJ1）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKH Rabbit pAb
別名	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56172
遺伝子ID	56172
免疫原	ヒトANKH（NP_473368.1）のアミノ酸210-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCJ1
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋