

Wb、Elisa用 Anti-Ankhd1 ポリクローナル抗体 - Q8Iwz3

商品番号: CM0023143

前書き

ヒト ANKHD1 (MASK)
をウェスタンブロットおよびELISAで検出するための
Anti-ANKHD1
ウサギポリクローナル抗体。この足場タンパク質は、
白血病細胞の表現型およびアポトーシス調節に関連し
ています。研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKHD1 ウサギ pAb
備考/別名	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54882
GeneID	54882
免疫原	ヒト ANKHD1 (NP_060217.1) のアミノ酸 1620-1800 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IWZ3
タンパク質分子量	269kDa
輸送	氷袋