

Anti-Ankle2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q86XL3

商品番号: CM0021378

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質ANKLE2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを検出します。有糸分裂核膜再集合および脳発達の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKLE2 Rabbit pAb
備考/別名	Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23141
遺伝子ID	23141
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86XL3
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスパック