

抗Ankrd1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15327

商品番号: CM0005691

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗ANKRD1モノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのANKRD1（36 kDa）と反応します。ANKRD1は、内皮活性化や心臓遺伝子制御に関与する心臓アンキリンリピートタンパク質です。IVD（体外診断用医薬品）研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; ba320F15.2; ANKRD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27063
GeneID	27063
免疫原	ヒトANKRD1の1-130アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_055206.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q15327
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスバッグ