

WbおよびElisa用 抗Ankrd1ウサギポリクローナル抗体 - Q15327

商品番号: CM0026991

前書き

ヒトANKRD1（心臓アンキリンリピートタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。心血管および内皮研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD1 ウサギ pAb
備考/別名	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27063
遺伝子ID	27063
免疫原	ヒトANKRD1（NP_055206.2）のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15327
タンパク質分子量	36 kDa
発送	保冷バッグ