

WbおよびElisa用Anti-Ankrd1 Rabbit Polymab® - Q15327

商品番号: CM0006709

前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みの高品質Anti-ANKRD1 Rabbit PolymAb®。心臓転写因子および内皮活性化マーカーであるヒト、マウス、ラットANKRD1（CARP）を検出します。アポトーシスおよび心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD1 Rabbit PolymAb®
備考／別名	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	27063
GeneID	27063
免疫原	ヒトANKRD1（NP_055206.2）のアミノ酸1〜130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15327
タンパク質分子量	36kDa
輸送条件	保冷剤