

Anti-Ankrd28 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15084

商品番号: CM0028037

前書き

ヒトANKRD28 (PITK/FAP79)
をターゲットとした高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。PP6媒介脱リン酸化および細胞移動シグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD28 Rabbit pAb
備考/別名	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23243
GeneID	23243
免疫原	ヒトANKRD28 (NP_056014.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O15084
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋