

抗Ankrd46ウサギポリクローナル抗体 - Q86W74

商品番号: CM0021211

前書き

ANKRD46に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。膜タンパク質およびアンキリンリピート研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD46ウサギpAb
備考／別名	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
種	ヒト
GeneID（ヒト）	157567
GeneID	157567
免疫原	ヒトANKRD46（NP_001257308.1）のアミノ酸1〜232に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q86W74
タンパク質分子量	25kDa
輸送条件	保冷剤