

Anti-Ankrd52 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Nb46

商品番号: CM0024441

前書き

ヒトANKRD52（PP6の推定調節サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANKRD52 Rabbit pAb
備考/別名	ANKRD33; ANKRD52
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283373
遺伝子ID	283373
免疫原	ヒトANKRD52 (NP_775866.2) のアミノ酸450-660に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB46
タンパク質分子量	115kDa
配送	氷袋