


抗Anln ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q9Nqw6

商品番号: CM0026085



前書き

ヒトANLNに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞質分裂、細胞分裂、足細胞生物学の研究に適しています。C末端領域（アミノ酸845-1124）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ANLN ウサギ pAb
別名	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54443
遺伝子ID	54443
免疫原	ヒトANLN (NP_061155.2) のアミノ酸845-1124に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NQW6
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	氷袋