


Wb、Elisa用抗アネキシンA11モノクローナル抗体 - P50995

商品番号: CM0002326



前書き

ヒトアネキシンA11に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびマウス種に適しています。54 kDaのバンドを検出します。細胞周期および細胞質分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アネキシン A11 ウサギ mAb
備考/別名	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	311
GeneID	311
免疫原	ヒトアネキシンA11 (NP_001148.1) のアミノ酸276-505に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50995
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ